

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rtcb Pour Wb, Elisa - Q9Y3I0

Numéro d'article: CM0016057



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RTCB validé pour WB et ELISA ; détecte l'RTCB humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage des ARNt et la réponse aux protéines dépliées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-RTCB de lapin
Remarques / alias	FAAP ; HSPC117 ; C22orf28 ; DJ149A16.6 ; RTCB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51493
GeneID	51493
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3I0
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace