


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rtf1 Pour Wb, Elisa - Q92541

Numéro d'article: CM0019282



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RTF1 humain (GTL7, KIAA0252), un facteur d'élongation de la transcription. Convient pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le RTF1 humain et murin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RTF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GTL7, KIAA0252, RTF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23168
GeneID	23168
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 300-400 du RTF1 humain (NP_055953.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92541
Poids protéique	80kDa
Expédition	Sac de glace