

Anticorps Polyclonal Anti-Rtkin / Rhotekine Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bst9

Numéro d'article: CM0027237

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la RTKN humaine (Rhotéchine), validé en WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Utile pour l'étude de la signalisation Rho, de l'activation de NF-kappa-B et de la tumorigenèse gastrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RTKN Rabbit pAb
Remarques/Alias	RTKN ; rhotéchine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6242
GeneID	6242
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 254-513 de la RTKN humaine (NP_001015056.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BST9
Poids Protéique	63 kDa
Expédition	Sac de glace