


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rtn3 Pour Wb Et Elisa - O95197

Numéro d'article: CM0016128



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le RTN3 humain (Reticulon-3) validé pour WB et ELISA. Cible une protéine impliquée dans le trafic membranaire du RE, l'apoptose et la réponse virale. Idéal pour la recherche en neurosciences et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RTN3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HAP ; ASYIP ; NSPL2 ; NSPLI ; RTN3-A1 ; RTN3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10313
GeneID	10313
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et l'extrémité C-terminale du RTN3 humain (NP_006045.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95197
Poids moléculaire de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace