


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rtn4 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Nqc3

Numéro d'article: CM0019302



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RTN4, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient aux études sur la croissance des neurites, la formation des tubules du réticulum endoplasmique et le remodelage vasculaire. Idéal pour les applications diagnostiques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RTN4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; RTN4
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	57142
Identifiant de gène	57142
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 200 à 300 de la protéine RTN4 humaine (NP_065393.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NQC3
Poids de la protéine	130 kDa
Expédition	Sac de glace