

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rtn4Rl1 Pour Wb, Elisa - Q86Un2

Numéro d'article: CM0017668

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RTN4RL1 humain (NgR3, NGRH2). Validé pour WB et ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la régénération axonale, l'inhibition de la croissance des neurites et les voies de neuroprotection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RTN4RL1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	NgR3 ; NGRH2 ; RTN4RL1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	146760 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-420 du RTN4RL1 humain (NP_848663.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q86UN2
Poids Moléculaire de la Protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace