

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rubicon Pour Wb Et Elisa - Q92622

Numéro d'article: CM0024531



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le Rubicon humain (RUBCN) pour les applications WB et ELISA. Cible une protéine régulatrice de l'autophagie et de l'immunité, idéale pour l'étude du trafic endosomal et des mécanismes de défense contre les pathogènes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Rubicon Lapin pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias      | SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon                                                                                           |
| Espèce               | Humain                                                                                                                       |
| GeneID               | 9711                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du Rubicon humain (NP_055502.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                       |
| SWISS                | Q92622                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 109kDa                                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                 |