

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rubicon Pour Wb, Elisa - Q92622

Numéro d'article: CM0015640



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Rubicon humain (RUBCN) pour les applications de Western blot et ELISA. Détecte le Rubicon de souris et de rat. Immunogène recombinant correspondant aux acides aminés 1-200. Convient pour la recherche sur l'autophagie, l'endocytose et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rubicon Lapin pAb
Remarques/Alias	SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9711
GeneID	9711
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du Rubicon humain (NP_055502.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q92622
Poids moléculaire	109kDa
Expédition	Sac de glace