

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rufy1 Pour Wb Et Elisa - Q96T51

Numéro d'article: CM0026681



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RUFY1 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le RUFY1 de souris et de rat, un régulateur clé du tri et de la récupération du cargo endosomal vers le réseau trans-Golgien. Idéal pour la recherche sur le trafic cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RUFY1
Remarques/Alias	RABIP4 ; ZFYVE12 ; RUFY1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	80230
GeneID	80230
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 439-708 du RUFY1 humain (NP_079434.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96T51
Poids protéique	80 kDa
Expédition	Sac de glace