

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rufy3 Pour Wb Et Elisa - Q7L099

Numéro d'article: CM0015040

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RUFY3 (RIPX, SINGAR1, ZFYVE30) pour les applications de Western blot (WB) et d'ELISA ; convient aux espèces humaine, murine et rat ; cible une protéine de 53 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RUFY3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RIPX ; SINGAR1 ; ZFYVE30 ; RUFY3
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	22902
GenelD	22902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 65 de RUFY3 humain (NP_055776.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q7L099
Poids moléculaire	53 kDa
Expédition	Sac de glace