

Anticorps Polyclonal Anti-Runx1 Pour Wb, Elisa - Q01196

Numéro d'article: CM0013044



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de transcription humain RUNX1, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'hématopoïèse, la leucémie et le système immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RUNX1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AML1; CBFA2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	861
GeneID	861
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 250 de RUNX1 humain (NP_001001890.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01196
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sachet de glace