


Anticorps Polyclonal Anti-Runx1T1 Pour Wb, Elisa - Q06455

Numéro d'article: CM0024060



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RUNX1T1 humain (CBFA2T1/ETO/MTG8). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec le rat. Convient aux études sur la leucémie et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RUNX1T1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDR; ETO; MTG8; AML1T1; ZMYND2; CBFA2T1; AML1-MTG8; RUNX1T1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	862
GeneID	862
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-403 de RUNX1T1 humain (NP_783552.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q06455
Poids moléculaire	68kDa
Expédition	Sac de glace