

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Runx2 Pour Wb, Ip, Elisa - Q13950

Numéro d'article: CM0002818



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre RUNX2 humain, validé pour Western blot, immunoprécipitation et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la différenciation des ostéoblastes et de la morphogenèse squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-RUNX2 de lapin
Remarques / Alias	CCD; AML3; CCD1; CLCD; OSF2; CBFA1; OSF-2; PEA2aA; PEBP2aA; CBF-alpha-1; RUNX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	860
GeneID	860
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13950
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac isotherme