

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Runx3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13761

Numéro d'article: CM0028543



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RUNX3 humain (AML2/CBFA3), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription, le cancer et le développement des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	RUNX3 Lapin pAb
Remarques/Alias	AML2; CBFA3; PEBP2aC; RUNX3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	864
GeneID	864
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 286-415 du RUNX3 humain (NP_004341.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
R>Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13761
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace