


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rusc1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Bvn2

Numéro d'article: CM0024219



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RUSC1 validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec la RUSC1 (sous-unité accessoire du complexe AP-4, Nesca) humaine, de souris et de rat, impliquée dans le trafic vésiculaire neuronal et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RUSC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NESCA; RUSC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23623
GeneID	23623
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-320 de la RUSC1 humaine (NP_055143.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BVN2
Poids de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace