


Anticorps Polyclonal Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y265

Numéro d'article: CM0025968



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RUVBL1/TIP49A/PONTIN humain (Q9Y265). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	RUVBL1/TIP49A/PONTIN Rabbit pAb
Remarques/Alias	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8607
GeneID	8607
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 du RUVBL1/TIP49A/PONTIN humain (NP_003698.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y265
Poids moléculaire protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace