


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin Pour Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - Q9Y265

Numéro d'article: CM0004130



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin de haute qualité ciblant RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265). Validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'ELISA et le ChIP ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude de la remodelage de la chromatine, de la réparation de l'ADN et de la signalisation oncogénique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Remarques/Alias	RVB1 ; TIH1 ; ECP54 ; TIP49 ; ECP-54 ; INO80H ; NMP238 ; PONTIN ; TIP49A ; NMP 238 ; Pontin52 ; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8607
Identifiant du gène	8607
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 350-456 de RUVBL1/TIP49A/PONTIN humain (Q9Y265)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y265
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace