

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rxr $\alpha$ Pour Wb, Ip, If/Icc, Chip, Chip-Seq, Elisa - P19793

Numéro d'article: CM0003365



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant dirigé contre le RXR $\alpha$  humain (NR2B1), validé pour WB, IP, IF/ICC, ChIP, ChIP-seq et ELISA. Détecte les niveaux endogènes de RXR $\alpha$  (51 kDa) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des récepteurs aux rétinoïdes, de la régulation génique et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | RXR $\alpha$ Rabbit mAb                                                                                               |
| Remarques / Alias    | NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXR $\alpha$                                                                              |
| Espèce               | Humain                                                                                                                |
| GeneID (Humain)      | 6256                                                                                                                  |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du RXR $\alpha$ humain (P19793) |
| Source               | Lapin                                                                                                                 |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                 |
| Application          | WB, IP, IF/ICC, ChIP, ChIP-seq, ELISA                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                   |
| SWISS                | P19793                                                                                                                |
| Poids de la protéine | 51 kDa                                                                                                                |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                                                       |