

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rxrα Pour Wb, Elisa - P19793

Numéro d'article: CM0014999



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RXRα humain (NR2B1). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de l'humain, de la souris et du rat. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle et les récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RXRα Lapin pAb
Remarques/Alias	NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXRα
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6256
ID de gène	6256
Immunogène	Peptide synthétique situé dans les acides aminés 1-100 du RXRα humain (NP_002948.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19793
Poids moléculaire	51kDa
Expédition	Sac de glace