


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rxrb Pour Wb, Ip, Chip, Elisa - P28702

Numéro d'article: CM0011342



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le RXRB humain (RXR-bêta). Adapté pour Western blot, immunoprécipitation, ChIP et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation par l'acide rétinoïque et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-RXRB de lapin
Remarques / alias	NR2B2, DAUDI6, RCoR-1, RXRbeta, H-2RIIBP, RXR-beta
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	6257
Identifiant du gène	6257
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du RXRB humain (NP_068811.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P28702
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace