


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rxrb Pour Wb, Elisa - P28702

Numéro d'article: CM0021587



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine RXRB humaine (RXR-bêta, NR2B2), adapté au Western blot et à l'ELISA. Détecte la RXRB humaine, murine et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation par l'acide rétinoïque et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RXRB Rabbit pAb
Remarques / Alias	NR2B2; DAUDI6; RCoR-1; RXRbeta; H-2RIIBP; RXR-beta; RXRB
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	6257
GeneID	6257
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28702
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace