

## Anticorps Polyclonaux Anti-Ryr1 Pour Wb, Elisa - P21817

Numéro d'article: CM0020837



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur de la ryanodine 1 humain (RYR1). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la contraction musculaire, la signalisation calcique et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | RYR1 Lapin pAb                                                                                                   |
| Remarques/Alias    | CCO; KDS; MHS; RYR; MHS1; RYDR; SKRR; RYR-1; CMYP1A; CMYP1B; PPP1R1371; RYR1                                     |
| Espèce             | Humain                                                                                                           |
| GeneID             | 6261                                                                                                             |
| Immunogène         | Un peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 800-900 du RYR1 humain (NP_000531.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                            |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                        |
| Réactivité Croisée | Souris                                                                                                           |
| SWISS              | P21817                                                                                                           |
| Poids Protéique    | 565kDa                                                                                                           |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                     |