


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ryr2 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q92736

Numéro d'article: CM0005542



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le récepteur de la ryanodine 2 (RYR2), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique cardiaque et les arythmies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin contre RYR2
Remarques/Alias	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS
Espèce	Humain
ID du gène	6262
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92736
Poids de la protéine	565 kDa
Expédition	Sac de glace