


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ryr2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92736

Numéro d'article: CM0016359



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le RYR2 humain (UniProt Q92736). Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA ; réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique cardiaque et les arythmies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RYR2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS; RYR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6262
GeneID	6262
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 4868-4967 du RYR2 humain (NP_001026.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Accès UniProt	Q92736
Poids de la protéine	565 kDa
Expédition	Sac isotherme