

Anticorps Monoclonal Anti-S100A10 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P60903

Numéro d'article: CM0003642



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la S100A10 humaine (p11, chaîne légère de la calpactine I). Validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Un outil essentiel pour étudier la dimérisation et la régulation de la phosphorylation de l'ANXA2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AcM Lapin S100A10
Remarques/Alias	42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6281
GeneID	6281
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 97 de la S100A10 humaine (P60903).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P60903
Poids Moléculaire Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace