

Anticorps Polyclonal Anti-S100A10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60903

Numéro d'article: CM0018470



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin S100A10 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le S100A10 humain, souris, rat. Convient aux études de l'interaction ANXA2 et de la régulation de la phosphorylation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	S100A10 Lapin pAb
Remarques/Alias	42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6281
GeneID	6281
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-97 du S100A10 humain (NP_002957.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60903
Poids Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace