

Anticorps Monoclonal Anti-S100A11 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31949

Numéro d'article: CM0002486

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la protéine S100A11 humaine, adapté pour les applications de Western blot, d'immunohistochimie, d'immunofluorescence et d'ELISA. Conçu pour la recherche sur la différenciation des kératinocytes et les processus de kératinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100A11 Lapin mAb
Remarques/Alias	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6282
GeneID	6282
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31949
Poids moléculaire	12 kDa
Expédition	Sac de glace