


Anticorps Polyclonal Anti-S100A11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P31949

Numéro d'article: CM0021443



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine S100A11 (calgizzarine). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Adapté aux études sur la différenciation et la kératinisation des kératinocytes. Réactif fiable pour le DIV et les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100A11 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MLN70 ; S100C ; HEL-S-43 ; S100A11
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6282
GeneID	6282
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 105 de la protéine humaine S100A11 (NP_005611.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31949
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace