


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S100A11 [Validé Ko] Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P31949

Numéro d'article: CM0025976



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-S100A11 de haute qualité, validé pour des expériences avec knock-out (KO). Adapté pour WB, IF/ICC, IP, ELISA sur échantillons humains. Cible la calgizzarine impliquée dans la différenciation des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] S100A11 pAb de lapin
Remarques / Alias	MLN70 ; S100C ; HEL-S-43 ; 11
Espèce	Humain
GeneID	6282
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 de la protéine S100A11 humaine (NP_005611.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31949
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac isotherme