

Anticorps Polyclonal Anti-S100A12 Pour Ihc-P, Elisa - P80511

Numéro d'article: CM0017730



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre S100A12 (EN-RAGE, calgranuline-C), validé pour l'IHC-P et l'ELISA sur des échantillons humains. Idéal pour l'étude des processus inflammatoires et de la signalisation des alarmes. Poids moléculaire : 10 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100A12 Rabbit pAb
Remarques/alias	p6 ; CAGC ; CGRP ; MRP6 ; CAAF1 ; MRP-6 ; ENRAGE ; S100A12
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6283
ID du gène	6283
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 92 de la S100A12 humaine (NP_005612.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P80511
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace