

Anticorps Polyclonal Anti-S100A12 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P80511

Numéro d'article: CM0030487



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain S100A12, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconnaît la S100A12, une protéine liant le calcium impliquée dans l'inflammation ; idéal pour la recherche en immunologie et sur les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin S100A12
Remarques/Alias	p6, CAGC, CGRP, MRP6, CAAF1, MRP-6, ENRAGE, S100A12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6283
GeneID	6283
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-92 de la S100A12 humaine (NP_005612.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P80511
Poids moléculaire protéique	10kDa
Expédition	Sac de glace