

Anti-S100A12/Cgrp Mab De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - P80511

Numéro d'article: CM0005569



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine S100A12/CGRP, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Convient à la recherche sur l'inflammation et la réponse immunitaire. Immunogène recombinant, 10 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-S100A12/CGRP
Remarques / Alias	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12/CGRP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6283
ID du gène	6283
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-92 de la S100A12/CGRP humaine (NP_005612.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P80511
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac isotherme