

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S100A16 Pour Wb, Elisa - Q96Fq6

Numéro d'article: CM0023350



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine S100A16 humaine, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit en cross-réaction avec la souris et le rat. Convient pour les études sur l'adipogenèse, la signalisation calcique et la recherche de biomarqueurs cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100A16 pAb de lapin
Remarques / Alias	AAG13; S100F; DT1P1A7; S100A16
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	140576
ID du gène	140576
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96FQ6
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace