


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S100A3 Pour Wb Et Elisa - P33764

Numéro d'article: CM0025029



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin S100A3 validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'Humain, la Souris, le Rat. Cible S100A3, une protéine liant le calcium/zinc impliquée dans la différenciation de la cuticule du cheveu. Idéal pour la biologie de la peau et la recherche capillaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin S100A3
Remarques/Alias	S100E ; S100A3
Espèce	Humain
GeneID	6274
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-101 de S100A3 humain (NP_002951.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33764
Poids Moléculaire Protéique	12kDa
Expédition	Sac de glace