


Anticorps Monoclonal Anti-S100A6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06703

Numéro d'article: CM0008293



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine S100A6 humaine (calcycline), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat, permettant des recherches sur la signalisation calcique et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-S100A6
Remarques/alias	2A9 ; PRA ; 5B10 ; CABP ; CACY ; S10A6 ; S100A6
Espèce	Humaine
GeneID	6277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 90 de la protéine S100A6 humaine (P06703)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P06703
Poids moléculaire	10 kDa
Expédition	Sac de glace