


Anticorps Polyclonal Anti-S100A6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06703

Numéro d'article: CM0024253



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine S100A6 (Calcycline) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation calcique et le cancer. Idéal pour l'approvisionnement en matières premières pour IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100A6 Lapin pAb
Remarques/Alias	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6277
GeneID	6277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90 de la S100A6 humaine (NP_055439.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06703
Poids de la protéine	10kDa
Expédition	Sac de glace