


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S100A6 (Validé Par Ko) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P06703

Numéro d'article: CM0028378



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine S100A6 humaine, validé par knockout, adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Impliqué dans la signalisation calcique, la réorganisation du cytosquelette et la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] S100A6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; A6
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6277
GenelD	6277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 90 de la S100A6 humaine (NP_055439.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06703
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace