

Anticorps Polyclonal Anti-S100A7/Psoriasine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31151

Numéro d'article: CM0022969



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la S100A7/Psoriasine humaine, validé en WB, IHC-P, ELISA. Immunogène recombinant (aa 2-101), détecte une protéine de 11 kDa. Idéal pour l'étude de l'épiderme psoriasique et du SCC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin S100A7/Psoriasine
Remarques/Alias	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasine
Espèce	Humain
ID de gène	6278 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-101 de la S100A7/Psoriasine humaine (NP_002954.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31151
Poids moléculaire	11kDa
Expédition	Sac de glace