

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S100A7/Psoriasine Pour IHC-P, Elisa - P31151

Numéro d'article: CM0024150



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la S100A7/Psoriasine humaine, une protéine liant le calcium fortement surexprimée dans l'épiderme psoriasique. Validé pour IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. ~11 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | pAb de lapin anti-S100A7/Psoriasine                                                                                                        |
| Remarques/Alias             | PSOR1 ; S100A7c ; S100A7/Psoriasine                                                                                                        |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)             | 6278                                                                                                                                       |
| GeneID                      | 6278                                                                                                                                       |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-101 de la S100A7/Psoriasine humaine (NP_002954.2) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                      |
| Catégorie                   | Anticorps polyclonaux                                                                                                                      |
| Application                 | IHC-P, ELISA                                                                                                                               |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                                        |
| SWISS                       | P31151                                                                                                                                     |
| Poids moléculaire protéique | 11kDa                                                                                                                                      |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                               |