


Anticorps Polyclonal Anti-S100A8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05109

Numéro d'article: CM0017546



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le S100A8 humain, adapté pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Montre une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'inflammation, l'immunité et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100A8 Lapin pAb
Remarques/Alias	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6279
GeneID	6279
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-93 du S100A8 humain (NP_002955.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05109
Poids Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace