


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S100A8 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05109

Numéro d'article: CM0019461



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-S100A8 reconnaît la S100A8 (calgranuline-A/MRP8) chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Parfait pour l'étude des processus inflammatoires, de la réponse immunitaire et des biomarqueurs du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	S100A8 Lapin pAb
Remarques/Alias	P8, MIF, NIF, CAGA, CFAG, CGLA, L1Ag, MRP8, CP-10, MA387, 60B8AG, S100-A8, S100A8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6279
GeneID	6279
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-93 de la S100A8 humaine (NP_002955.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05109
Poids de la Protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace