

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S100A8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27005

Numéro d'article: CM0022011

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la S100A8 de souris (MRP8, calgranuline-A). Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte la S100A8 de souris et de rat, un médiateur inflammatoire de 10 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin S100A8
Remarques/Alias	p8 ; B8Ag ; CFag ; Caga ; MRP8 ; CP-10 ; 60B8Ag ; S100A8
Espèce	Souris
ID Gène (Humain)	6279
ID Gène	20201
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P27005
Poids Moléculaire Protéique	10 kDa
Expédition	Sac de glace