


Polymab Lapin Anti-S100A8 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05109 / P27005

Numéro d'article: CM0009719



Introduction

Le PolymAb lapin anti-S100A8 est un anticorps monoclonal validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA chez l'homme et la souris. Il cible S100A8, une protéine liant le calcium impliquée dans la régulation des processus inflammatoires et de la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100A8 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8; B8Ag; CFAg; Caga; 60B8Ag
Espèce	Homme / Souris
GeneID (Homme)	6279
GeneID	6279 / 20201
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-93 de la protéine S100A8 humaine/souris (P05109/P27005).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris
SWISS	P05109/P27005
Poids de la protéine	10 kDa / 11 kDa
Livraison	Sac de glace