


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S100A9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31725

Numéro d'article: CM0018762



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-S100A9 détecte la calgranuline-B (MRP-14, p14) dans des échantillons de souris et humains. Convient pour WB, IHC-P, ELISA. La cible est un régulateur clé de l'inflammation et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100a9 Lapin pAb
Remarques/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6280
GeneID (Souris)	20202
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de la souris S100a9 (NP_033140.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P31725
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace