

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S100A9 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06702

Numéro d'article: CM0030499



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la S100A9 humaine (calgranuline-B, MRP14), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Détails                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | S100A9 Lapin pAb                                                                                                                                 |
| Remarques/Alias    | MIF; NIF; P14; CAGB; CFAG; CGLB; L1AG; LIAG; MRP14; 60B8AG; MAC387; S100-A9; S100A9                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                           |
| GeneID (humain)    | 6280                                                                                                                                             |
| GeneID             | 6280                                                                                                                                             |
| Immunogène         | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 20-114 de la S100A9 humaine (NP_002956.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                            |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                              |
| SWISS              | P06702                                                                                                                                           |
| Poids Protéique    | 13kDa                                                                                                                                            |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                     |