


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S100B Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P04271

Numéro d'article: CM0018089



Introduction

Le S100B Rabbit pAb est un anticorps polyclonal dérivé du lapin, ciblant la protéine S100B humaine. Recommandé pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Poids moléculaire de la protéine : ~11 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100B Rabbit pAb
Remarques / Alias	NEF ; S100 ; S100-B ; S100beta ; S100B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6285
GeneID	6285
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-92 de la S100B humaine (NP_006263.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04271
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace