


Anticorps Polyclonal Anti-S100P Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P25815

Numéro d'article: CM0018422



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine S100P humaine (MIG9), validé pour Western blot, immunoprécipitation, immunofluorescence, immunohistochimie et ELISA. Excellente qualité pour les études sur la signalisation calcique, la biogenèse des microvillosités et l'adénocarcinome canalaire du pancréas.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100P Rabbit pAb
Remarques / Alias	MIG9; S100P
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6286
GenelD	6286
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25815
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac isotherme