


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-S100P Pour Wb, If/Icc Et Elisa - P25815

Numéro d'article: CM0002054



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine S100P humaine, validé pour Western blot, immunofluorescence/immunocytochimie et ELISA. Immunogène recombinant ; détecte S100P pour des applications de recherche sur la signalisation calcique et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100P Rabbit mAb
Remarques / Alias	MIG9 ; S100P
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6286
GeneID	6286
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 de la S100P humaine (NP_005971.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25815
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sachet de glace