

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-S100/S100A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23297

Numéro d'article: CM0007012



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin anti-S100/S100A1 est validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il détecte la S100A1 humaine, de souris et de rat, une protéine liant le calcium essentielle à la régulation des cardiomyocytes et à l'homéostasie du Ca^{2+} .

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-S100/S100A1 de lapin
Remarques / Alias	S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6271
GenelD	6271
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-94 de la protéine S100/S100A1 humaine. (NP_006262.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23297
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace