

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S100/S100A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P23297

Numéro d'article: CM0016294



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le S100/S100A1 humain pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. S100A1 est une protéine cardiaque liant le calcium qui régule l'homéostasie du Ca^{2+} .

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin S100/S100A1
Remarques/Alias	S100 ; S100A ; S100-alpha ; S100/S100A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6271
Identifiant du gène	6271
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-94 du S100/S100A1 humain (NP_006262.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23297
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace